

CPAPだより



6・7月号

CPAP マスクのお手入れを！

むしむしジメジメとした梅雨の時期がやってきました。
この時期は湿気が多く、マスクやホースにカビがはえる場合があります。
毎日快適に使用していただくため、しっかりとお手入れをしましょう。

マスク

使用前・使用後は、ウェットティッシュや絞ったタオルなどで、
顔に触れる部分を拭きましょう。

週に一度程度は分解し、薄めた中性洗剤や水で洗いましょう。
しっかりと乾燥させてから、元に戻し、使用してください。



ホース

中が湿っていたり、水がたまっている時は、陰干し乾燥させましょう。

週に一度程度は薄めた中性洗剤や水で洗いましょう。

洗った後は、陰干ししてください。日干しは禁止です。

バンド

週に一度程度、薄めた中性洗剤や水でもみ洗いします。

ネットに入れて洗濯もできます。

フィルター

CPAP 機器のフィルターの汚れが目立つ場合は、

裏から水を流すなどして汚れをとるか、交換しましょう。

水洗い後は、必ず乾燥してからご使用ください。

汚れたままにしておくと、音が大きくなる原因にもなります。

極微細フィルターは洗えないので注意してくださいね。



極微細フィルター



不具合や分からないことがあれば、気軽にお声かけください！

フィリップスのHP (<https://www.philips.co.jp/healthcare>) には、
お手入れ方法の動画があります。QRコードは動画のページへ繋がります。



快適・清潔に利用して頂く為に
CPAPのお手入れを定期的にしませ
よう

のぞと診療所 検査室